



GASA TEJIDA

FICHA TÉCNICA



GASA TEJIDA

FICHA TÉCNICA



1	NOMBRE PRODUCTO	Gasa tejida
2	REGISTRO SANITARIO	INVIMA 2017DM-0000734-R1
3	MODALIDAD	Importar y vender
4	VIGENCIA	30/03/27
5	VENCIMIENTO	5 años
6	CLASIFICACIÓN DE RIESGO	Ila
7	FABRICANTE	HUADA MEDICAL DRESSING CO.,LTD con domicilio en China KINGSTAR MEDICAL (XIANNING) CO., LTD con domicilio en China
8	COMPOSICIÓN	Producto 100% hilaza de algodón orgánico / 100% absorbente / Gasa tipo iv- vii- viii
9	ASPECTO	Tela liviana, suave y libre de partículas extrañas
10	COLOR	Blanco
11	OLOR	Inoloro
12	TIPOS	Producto estéril y no estéril en gasas precortada, compresas, rollos compactos con radiopaco y sin radiopaco
13	EMPAQUE	Papel con etiqueta, papel grado medico y bolsa plastica pigmentada
14	USOS	Absorber sangre y fluidos, limpiar en operaciones quirúrgicas y también sirve para asistir heridas, también se utiliza en ginecología, urgencias, asepsia para sondas vesiculares, urología

15 CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener en su empaque hasta consumir el producto. Conservar en un lugar fresco y seco. El producto no está estéril, si el paquete está abierto, dañado o húmedo

16 DISPOSICIÓN FINAL

No reutilizar. Eliminar como desecho orgánico

17 LEGISLACIÓN APLICABLE

NTC 2140 y USP vigente

18 PRESENTACIONES COMERCIALES

Gasa tejida 7.5x7.5 cm (3"x3") 8 pliegues paquete x 200 unidades no estéril
Gasa tejida 10x10 cm (4"x4") 8 pliegues paquete x 200 unidades no estéril
Gasa tejida 10x10 cm (4"x4") 16 pliegues paquete x 100 unidades no estéril
Rollo de gasa tejida 1x1 yardas 24 hilos - gasa aséptica hospitalaria x 1 und
hilo de algodón 100%
Rollo de gasa tejida 1x5 yardas 24 hilos - gasa aséptica hospitalaria x 1 und
hilo de algodón 100%
Rollo de gasa tejida 1/2x1 yardas 24 hilos - gasa aséptica hospitalaria x 1 und
hilo de algodón 100%
Rollo de gasa tejida 1/2x5 yardas 24 hilos - gasa aséptica hospitalaria x 1 und
hilo de algodón 100%
Rollo de gasa tejida x 100 yardas 24 hilos - gasa aséptica hospitalaria x 1 und
hilo de algodón 100%
Rollo de gasa tejida x 100 yardas con hilo radiopaco 28 hilos - gasa aséptica
hospitalaria x 1 und hilo de algodón - hilo radiopaco
Rollo de gasa tejida x 100 yardas 28 hilos - gasa aséptica hospitalaria x 1 und
hilo de algodón 100%
Compresa 45cm x 45cm 4 capas con manija de sujeción y cinta radiopaco paquete
x 100 unidades no estéril
Compresa 45cm x 45cm 4 capas con manija de sujeción y cinta radiopaco paquete
x 5 unidades estéril
Gasa tejida 7.5x7.5 cm (3"x3") 8 pliegues sb x 2 unidades estéril
Gasa tejida 7.5x7.5 cm (3"x3") 8 pliegues sb x 3 unidades estéril
Gasa tejida 7.5x7.5 cm (3"x3") 8 pliegues sb x 5 unidades estéril
Gasa tejida 7.5x7.5 cm (3"x3") 8 pliegues sb x 10 unidades estéril
Gasa Tejida 10x10 cm (4"x4") 8 Pliegues Sb x 2 unidades estéril
Gasa Tejida 10x10 cm (4"x4") 8 Pliegues Sb x 3 unidades estéril
Gasa Tejida 10x10 cm (4"x4") 8 Pliegues Sb x 5 unidades estéril
Gasa Tejida 10x10 cm (4"x4") 8 Pliegues Sb x 10 unidades estéril
Gasa Tejida 10x10 cm (4"x4") 16 Pliegues Sb x 3 unidades estéril
Gasa Tejida 10x10 cm (4"x4") 16 Pliegues Sb x 4 unidades estéril
Gasa Tejida 10x10 cm (4"x4") 16 Pliegues Sb x 5 unidades estéril
Gasa tejida con radiopaco 7.5cm x 7.5cm (3"x3") 8 pliegues sb x3 estéril
Gasa tejida con radiopaco 7.5cm x 7.5cm (3"x3") 8 pliegues sb x 4 estéril
Gasa tejida con radiopaco 7.5cm x 7.5cm (3"x3") 8 pliegues sb x 5 estéril
Gasa tejida con radiopaco 7.5cm x 7.5cm (3"x3") 8 pliegues sb x 10 estéril
Gasa tejida con radiopaco 7.5cm x 7.5cm (3"x3") 16 pliegues sb x 3 estéril
Gasa tejida con radiopaco 7.5cm x 7.5cm (3"x3") 16 pliegues sb x 4 estéril
Gasa tejida con radiopaco 7.5cm x 7.5cm (3"x3") 16 pliegues sb x 5 estéril

Gasa tejida con radiopaco 10cm x 10cm (4"x4") 8 pliegues sb x 4 estéril
Gasa tejida con radiopaco 10cm x 10cm (4"x4") 8 pliegues sb x 5 estéril
Gasa tejida con radiopaco 10cm x 10cm (4"x4") 8 pliegues sb x 10 estéril
Gasa tejida con radiopaco 10cm x 10cm (4"x4") 16 pliegues sb x 3 estéril
Gasa tejida con radiopaco 10cm x 10cm (4"x4") 16 pliegues sb x 4 estéril
Gasa tejida con radiopaco 10cm x 10cm (4"x4") 16 pliegues sb x 5 estéril
Gasa tejida con radiopaco 10cm x 10cm (4"x4") 16 pliegues sb x 10 estéril
Compresa 45cm x 45cm 6 capas con y manija sujeción y cinta radiopaco paquete x 100 producto no estéril
Compresa 45cm x 45cm 6 capas con y manija sujeción y cinta radiopaco 1 unidad producto estéril
Compresa 45cm x 45cm 6 capas con y manija sujeción y cinta radiopaco 2 unidad producto estéril
Compresa 45cm x 45cm 6 capas con y manija sujeción y cinta radiopaco 5 unidad producto estéril
Torunda de gasa con radiopaco sb x 4 estéril
Torunda de gasa con Radiopaco sb x 5 estéril
Torunda de gasa con radiopaco sb x 6 estéril
Rollo de gasa x 90 yardas 24 hilos x 1 unidad no estéril
Rollo de gasa x 90 yardas 28 hilos x 1 unidad no estéril
Rollo de gasa x 90 yardas 28 hilos con radiopaco x 1 unidad no estéril
Compresa 45cm x 45cm 4 capas con manija de sujeción y cinta radiopaco sb x 1 estéril
Compresa 45cm x 45cm 4 capas con manija de sujeción y cinta radiopaco sb x 2 estéril
Compresa 45cm x 45cm 4 capas con manija de sujeción y cinta radiopaco sb x 3 estéril
Compresa 45cm x 45cm 6 capas con manija de sujeción y cinta radiopaco sb x 1 estéril
Compresa 45cm x 45cm 6 capas con manija de sujeción y cinta radiopaco sb x 2 estéril
Compresa 45cm x 45cm 6 capas con manija de sujeción y cinta radiopaco sb x 2 estéril
Rollo de gasa tejida x 100 yardas - gasa aséptica hospitalaria hilo de algodón 100%