


FICHA TÉCNICA
Código: GT-FH
Versión: 02
Fecha: 03-03-15
GASA Y VENDAJE DE TELA

PRESENTACIÓN COMERCIAL	Venda de Tela de 2" de ancho x 5 yardas de longitud, 3" x 5 yardas., 4"x5 yardas, 5"x 5 yardas, 6"x 5 yardas
REGISTRO SANITARIO	INVIMA 2016DM-0000315 R2
VIGENCIA REGISTRO SANITARIO	29/11/2026
CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS	ESPECIFICACIONES
Aspecto	Tela liviana, suave y libre de partículas extrañas.
Color	Blanco durazno
Olor	Característico
Composición	Hilaza de algodón crudo
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO	ESPECIFICACIONES
Ancho (pulgadas)	2", 3", 4", 5", 6"
Largo (yardas)	5 yardas
EMPAQUE PRIMARIO	ESPECIFICACIONES
Tipo	Bolsa plástica transparente impresa
USOS	Para uso ortopédico, fijar apósitos, inmovilizar y sujetar férulas. No se recomienda su uso sobre heridas abiertas ni para tapar ni limpiar.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Mantener en su empaque hasta consumir el producto. Conservar en lugar fresco y seco
DISPOSICION FINAL	No reutilizar.

ELABORADO POR

DIONY ANDREA GALLEGO SIERRA

REVISADO POR

CARLOS MARIO RAYO ECHAVARRIA

APROBADO POR

JULIANA ARANGO PONCE

Copia controlada