



FICHA TÉCNICA

Código: GT-FH

Versión: 02

Fecha: 03-03-15

GASA Y VENDAJE DE TELA

PRESENTACIÓN COMERCIAL	Venda de Tela de 2" de ancho x 5 yardas de longitud, 3" x 5 yardas., 4"x5 yardas, 5"x 5 yardas, 6"x 5 yardas
REGISTRO SANITARIO	INVIMA 2016DM-0000315 R2
VIGENCIA REGISTRO SANITARIO	29/11/2026
CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS	ESPECIFICACIONES
Aspecto	Tela liviana, suave y libre de partículas extrañas.
Color	Blanco durazno
Olor	Característico
Composición	Hilaza de algodón crudo
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO	ESPECIFICACIONES
Ancho (pulgadas)	2", 3", 4", 5", 6"
Largo (yardas)	5 yardas
EMPAQUE PRIMARIO	ESPECIFICACIONES
Tipo	Bolsa plástica transparente impresa
USOS	Para uso ortopédico, fijar apósitos, inmovilizar y sujetar férulas. No se recomienda su uso sobre heridas abiertas ni para tapar ni limpiar.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Mantener en su empaque hasta consumir el producto. Conservar en lugar fresco y seco
DISPOSICIÓN FINAL	No reutilizar.

ELABORADO POR

Diony Andrea Gallego Sierra
DIONY ANDREA GALLEGO SIERRA

REVISADO POR

Carlos Mario Rayo Echavarría
CARLOS MARIO RAYO ECHAVARRIA

APROBADO POR

Juliana Arango Ponce
JULIANA ARAANGO PONCE

Copia controlada