

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO TERMINADO		CÓDIGO PRODUCTO
		VIGENCIA:15-04-2018
		VERSIÓN 1
APLICADOR CON ALGODON		

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA	
NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	APLICADOR CON ALGODON
MARCA	PRODEMA KENNEDY MEDICAL PRODUCTS
REFERENCIAS	VARILLA EN ABEDUL INCOLORO- PRODEMA VARILLA EN BAMBU- KENNEDY
PRESENTACIONES COMERCIALES	CARTONES X 20.000 UNIDADES EN CAJITAS X 1.000 UNIDADES EN BOLSAS DE POLIPROPILENO X 100 Ó 20 APLICADORES
IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR	INTECMA SAS
TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	INTECMA SAS
REGISTRO SANITARIO	2020DM-0021213
VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO	18-02-2030
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	I
DIRECCIÓN DEL TITULAR DEL REGISTRO	AV BOYACA 95-51 BODEGA 4 ,PARQUE INDUSTRIAL LOS LAGARTOS
LABORATORIO FABRICANTE	FARMASINO PHARMACEUTICALS (JIANGSU) CO., LTD.
TELÉFONO DE EMERGENCIA EN COLOMBIA	0571-7431653
PBX	0571-7431653

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO TERMINADO		CÓDIGO PRODUCTO
		VIGENCIA:15-04-2018
		VERSIÓN 1
APLICADOR CON ALGODON		

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

cuenta con 100% de punta de algodón natural y varilla en madera incolora de gran resistencia	
USOS	Diseñado para procedimientos de muestreo en orificios del cuerpo, tales como boca, nariz y oídos.
FRECUENCIA DE USO	Uso único, no reutilizable
CARGA MICROBIOLÓGICA	Producto NO ESTERIL
TIEMPO DE VIDA UTIL	5 años bajo condiciones recomendadas de almacenamiento. Almacenar en lugar fresco y seco protegido de la luz, calor y/o humedad excesiva y olores fuertes
LEGISLACION APLICABLE	Importación y comercialización: Decreto 4725 de 2005 del Ministerio de Protección Social de Colombia. Almacenamiento y acondicionamiento: Resolución 4002 de 2007 del Ministerio de Protección Social de Colombia.

INFORMACION ADICIONAL



ELABORADOPOR	PAOLA CRUZ	15-03-2020
REVISADOPOR	JAVIER YAÑEZ	15-03-2020