



FICHA TÉCNICA DISPOSITIVOS MEDICOS

PRODUCTO	INTROCAN®				
NOMBRE GENERICO	CATETER INTRAVENOSO.				
MARCA	B. BRAUN				
DESCRIPCION	Cateter intravenoso periférico.				
COMPOSICION y COMPONENTES	Cánula de Acero Inoxidable, Cateter de PVC (cloruro de Polivinil), Cateter de poliuretano, Mandril de poliuretano, Cono de cierre de estireno butadieno, Tubo de cateter perfluoro etilenpropileno, Membrana hidrofobica, Protector de cateter de polipropileno.				
MÉTODO DE ESTERILIZACION	Óxido de etileno				
INDICACIONES	Esta indicado para: o Acceso venoso periférico. o Acceso arterial. o Transfusiones, infusión de soluciones. o Administración repetitiva de medicamentos por via intravenosa. o Extracciones repetidas de sangre, especialmente arterial. o Medición cruenta de la tensión arterial.				
CONTRAINDICACIONES, ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES	Dependiendo del tiempo de la permanencia en la vena y del volumen de la solución influida, puede producirse una tromboflebitis.				
RECOMENDACIONES DE USO	Seguir las instrucciones indicadas en los empaques				
METODO DE DESECHO	La disposición final del dispositivo una vez utilizado en la institución, se debe realizar de acuerdo a los protocolos de manejo de residuos biológicos peligrosos de la misma.				
COMPATIBILIDAD CON OTROS DISPOSITIVOS Y TECNOLOGIA BIOMEDICA	Compatible				
VIDA UTIL	5 AÑOS			CLASIFICACION DE RIESGO	Ila
REGISTRO SANITARIO	INVIMA 2006DM-0000215 R1	MODALIDAD	Importar y Vender	VIGENCIA	14-ago-2016
TITULAR	B.Braun Melsungen AG - Alemania	FABRICANTE	B.Braun Melsungen AG - Melsungen, Alemania B. Braun Medical Industries SDN, BHD - Penang, Malasia		
REFERENCIAS	Ver anexo	DIMENSIONES	Ver Anexo		
PRESENTACION COMERCIAL	Empaque por unidad. Caja por 50 unidades.				
ENVASE	TIPO	MATERIAL	UNIDADES CONTENIDAS	INFORMACIÓN CONTENIDA	
	Blister	PVC/ Papel grado medico	1	Nombre.	
				Descripción del producto.	
				Lote, fecha de fabricación y expiración.	
				Titular	
EMPAQUE	TIPO	MATERIAL	UNIDADES CONTENIDAS	INFORMACIÓN CONTENIDA	
	Caja	Cartón	50	Nombre.	
				Descripción del producto.	
				Lote, fecha de fabricación y expiración.	
				Titular	
EMBALAJE	TIPO	MATERIAL	UNIDADES CONTENIDAS	INFORMACIÓN CONTENIDA	
	Caja	Cartón	50	Nombre.	
				Descripción del producto.	
				Lote, fecha de fabricación y expiración.	
				Titular, Importador, registro sanitario.	
ESPECIFICACIONES DE CALIDAD	Farmacopea Americana USP XXI.				
CONDICIONES ALMACENAMIENTO	Almacenar a condiciones normales de temperatura.				
NÚMERO DE REUSOS RECOMENDADO	Material no reutilizable				
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Firma	Fecha	Firma	Fecha	Firma	Fecha
	2015-07-14		2015-07-14		2015-07-14
Germán Andrés Triana Asistente Técnico Asuntos Regulatorios	AAAA-MM-DD	Karen Martínez Fortich Jefe Asuntos Regulatorios	AAAA-MM-DD	Félix Santiago Director de Calidad Et Asuntos Regulatorios	AAAA-MM-DD

FICHA TÉCNICA DISPOSITIVOS MEDICOS

PRODUCTO	INTROCAN®
----------	-----------

Material	Referencias	Diámetro (G)	Diámetro (mm)	Longitud de la cánula(mm)	Color	Esterilidad	Vida Útil (meses)	Largo	Ancho	Alto	Und.
4055764	Introcan Certo	20	1.1	50	Amarillo	EO	24	15	4	1	cm
4251300	Introcan Certo	24	0.7	19	Azul	EO	24	15	4	1	cm
4251318	Introcan Certo	22	0.9	25	Fucsia	EO	24	15	4	1	cm
4251326	Introcan Certo	20	1.1	32	Amarillo	EO	24	15	4	1	cm
4251334	Introcan Certo	18	1.3	45	Azul	EO	24	15	4	1	cm
4251342	Introcan Certo	18	1.3	32	Fucsia	EO	24	15	4	1	cm
4251350	Introcan Certo	16	1.7	50	Fucsia	EO	24	15	4	1	cm
4251369	Introcan Certo	14	2.2	50	Amarillo	EO	24	15	4	1	cm
4251601	Introcan Safety	24	0.7	19	Azul	EO	24	15	4	1	cm
4251611	Introcan Safety	22	0.9	25	Fucsia	EO	24	15	4	1	cm
4251628	Introcan Safety	20	1.1	32	Verde	EO	24	15	4	1	cm
4251644	Introcan Safety	20	1.1	25	Verde	EO	24	15	4	1	cm
4251652	Introcan Safety	18	1.3	45	Gris	EO	24	15	4	1	cm
4251679	Introcan Safety	18	1.3	32	Naranja	EO	24	15	4	1	cm
4251687	Introcan Safety	16	1.7	50	Amarillo	EO	24	15	4	1	cm
4251695	Introcan Safety	16	1.7	32	Azul	EO	24	15	4	1	cm
4251709	Introcan Safety	14	2.2	50	Fucsia	EO	24	15	4	1	cm
4251717	Introcan Safety	14	2.2	32	Fucsia	EO	24	15	4	1	cm
4251890	Introcan Safety	24	0.7	19	Verde	EO	24	15	4	1	cm
4252500	Introcan Safety	24	0.7	19	Verde	EO	24	15	4	1	cm
4252511	Introcan Safety	24	0.7	14	Gris	EO	24	15	4	1	cm
4252519	Introcan Safety	22	0.9	25	Gris	EO	24	15	4	1	cm
4252527	Introcan Safety	20	1.1	45	Naranja	EO	24	15	4	1	cm
4252535	Introcan Safety	20	1.1	32	Naranja	EO	24	15	4	1	cm
4252543	Introcan Safety	20	1.1	25	Amarillo	EO	24	15	4	1	cm
4252551	Introcan Safety	18	1.3	45	Amarillo	EO	24	15	4	1	cm
4252560	Introcan Safety	18	1.3	32	Amarillo	EO	24	15	4	1	cm
4252561	Introcan Safety	18	1.3	64	Azul	EO	24	15	4	1	cm
4252578	Introcan Safety	16	1.7	50	Fucsia	EO	24	15	4	1	cm
4252586	Introcan Safety	16	1.7	32	Fucsia	EO	24	15	4	1	cm
4252594	Introcan Safety	14	2.2	50	Fucsia	EO	24	15	4	1	cm
4253302	Introcan-W Certo	24	0.7	19	Verde	EO	24	15	4	1	cm
4253310	Introcan-W Certo	22	0.9	25	Verde	EO	24	15	4	1	cm
4253329	Introcan-W Certo	20	1.1	32	Verde	EO	24	15	4	1	cm
4253337	Introcan-W Certo	18	1.3	45	Gris	EO	24	15	4	1	cm
4253345	Introcan-W Certo	18	1.3	32	Gris	EO	24	15	4	1	cm
4253353	Introcan-W Certo	16	1.7	50	Naranja	EO	24	15	4	1	cm
4253361	Introcan-W Certo	14	2.2	50	Amarillo	EO	24	15	4	1	cm
4253511	Introcan Safety-W	24	0.7	14	Azul	EO	24	15	4	1	cm
4253523	Introcan Safety-W	24	0.7	19	Fucsia	EO	24	15	4	1	cm
4253540	Introcan Safety-W	22	0.9	25	Verde	EO	24	15	4	1	cm
4253566	Introcan Safety-W	20	1.1	32	Verde	EO	24	15	4	1	cm
4253574	Introcan Safety-W	20	1.1	25	Gris	EO	24	15	4	1	cm
4253590	Introcan Safety-W	18	1.3	45	Naranja	EO	24	15	4	1	cm
4253604	Introcan Safety-W	18	1.3	32	Amarillo	EO	24	15	4	1	cm
4253612	Introcan Safety-W	16	1.7	50	Amarillo	EO	24	15	4	1	cm
4253639	Introcan Safety-W	14	2.2	50	Azul	EO	24	15	4	1	cm
4254503	Introcan Safety-W	24	0.7	19	Fucsia	EO	24	15	4	1	cm

FICHA TÉCNICA DISPOSITIVOS MEDICOS

PRODUCTO		INTROCAN®									
Material	Referencias	Diámetro (G)	Diámetro (mm)	Longitud de la cánula(mm)	Color	Esterilidad	Vida Útil (meses)	Largo	Ancho	Alto	Und.
4254511	Introcan Safety-W	22	0.9	25	Fucsia	EO	24	15	4	1	cm
4254512	Introcan Safety-W	24	0.7	14	Verde	EO	24	15	4	1	cm
4254538	Introcan Safety-W	20	1.1	32	Verde	EO	24	15	4	1	cm
4254546	Introcan Safety-W	20	1.1	25	Gris	EO	24	15	4	1	cm
4254554	Introcan Safety-W	18	1.3	45	Naranja	EO	24	15	4	1	cm
4254562	Introcan Safety-W	18	1.3	32	Amarillo	EO	24	15	4	1	cm
4254570	Introcan Safety-W	16	1.7	50	Azul	EO	24	15	4	1	cm
4254597	Introcan Safety-W	14	2.2	50	Amarillo	EO	24	15	4	1	cm
4251127-04	Introcan Safety 3	24	0.7	19	Fucsia	EO	24	15	4	1	cm
4251128-04	Introcan Safety 3	22	0.9	25	Fucsia	EO	24	15	4	1	cm
4251129-04	Introcan Safety 3	20	1.1	25	Verde	EO	24	15	4	1	cm
4251131-04	Introcan Safety 3	18	1.3	32	Verde	EO	24	15	4	1	cm
4251132-04	Introcan Safety 3	18	1.3	45	Gris	EO	24	15	4	1	cm
4251601-04	Introcan Safety	24	0.7	19	Naranja	EO	24	15	4	1	cm
4251628-02	Introcan Safety	22	0.9	25	Amarillo	EO	24	15	4	1	cm
4251628-04	Introcan Safety	22	0.9	25	Azul	EO	24	15	4	1	cm
4251644-04	Introcan Safety	20	1.1	32	Fucsia	EO	24	15	4	1	cm
4251687-04	Introcan Safety	18	1.3	32	Verde	EO	24	15	4	1	cm
4251695-04	Introcan Safety	16	1.7	32	Verde	EO	24	15	4	1	cm
4251709-04	Introcan Safety	16	1.7	32	Amarillo	EO	24	15	4	1	cm
4251717-04	Introcan Safety	14	2.2	50	Azul	EO	24	15	4	1	cm
4251890-04	Introcan Safety	14	2.2	50	Azul	EO	24	15	4	1	cm
4252071B	Introcan	24	0.7	19	Fucsia	EO	24	15	4	1	cm
4252098B	Introcan	22	0.9	25	Verde	EO	24	15	4	1	cm
4252110B	Introcan	20	1.1	32	Gris	EO	24	15	4	1	cm
4252136B	Introcan	18	1.3	45	Gris	EO	24	15	4	1	cm
4252160B	Introcan	16	1.7	50	Naranja	EO	24	15	4	1	cm
4252217B	Introcan	14	2.1	50	Naranja	EO	24	15	4	1	cm
4252230-04	Introcan Safety 3	20	1.1	32	Verde	EO	24	15	4	1	cm
4252322B	Introcan	18	1.3	32	Gris	EO	24	15	4	1	cm
4252500-02	Introcan Safety	24	0.7	19	Naranja	EO	24	15	4	1	cm
4252500-04	Introcan Safety	24	0.7	19	Fucsia	EO	24	15	4	1	cm
4252519-04	Introcan Safety	22	0.9	25	Verde	EO	24	15	4	1	cm
4252535-02	Introcan Safety	20	1.1	32	Amarillo	EO	24	15	4	1	cm
4252535-04	Introcan Safety	20	1.1	32	Amarillo	EO	24	15	4	1	cm
4252560-04	Introcan Safety	18	1.3	32	Azul	EO	24	15	4	1	cm
4252578-04	Introcan Safety	16	1.7	50	Fucsia	EO	24	15	4	1	cm
4252586-04	Introcan Safety	16	1.7	32	Fucsia	EO	24	15	4	1	cm
4254074B	Introcan-W	24	0.7	19	Verde	EO	24	15	4	1	cm
4254074B	Introcan-W	24	0.7	19	Gris	EO	24	15	4	1	cm
4254090B	Introcan-W	22	0.9	25	Gris	EO	24	15	4	1	cm
4254090B	Introcan-W	22	0.9	25	Amarillo	EO	24	15	4	1	cm
4254112B	Introcan-W	20	1.1	32	Azul	EO	24	15	4	1	cm
4254112B	Introcan-W	20	1.1	32	Fucsia	EO	24	15	4	1	cm
4254139B	Introcan-W	18	1.3	45	Verde	EO	24	15	4	1	cm
4254171B	Introcan-W	16	1.7	50	Gris	EO	24	15	4	1	cm
4254210B	Introcan-W	14	2.1	50	Naranja	EO	24	15	4	1	cm
4254325B	Introcan-W	18	1.3	32	Verde	EO	24	15	4	1	cm