

FICHA TECNICA

NOMBRE COMERCIAL	GASA NO TEJIDA VERSALON
NOMBRE GENÉRICO	GASA NO TEJIDA
MARCA	COVIDIEN
REGISTRO DE INVIMA	

DESCRIPCION

Gasa 50% Poliéster
Gasa 50% Rayón

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Material sintético, alta absorción, menos adherente, no tiene mota ni hilo.
Material muy suave para limpieza de piel y de heridas.

APLICACIONES

Uso Hospitalario
Curaciones
Servicios quirúrgicos y laboratorio

ALMACENAMIENTO

Lugar seco alejado de la humedad, las cajas deben estar colocadas a un nivel mayor de 5cm por encima del piso.



REFERENCIA		UNIDAD DE EMPAQUE
8043. Gasa versalon estéril	3"x3"x4 PL	Caja x 2400 unidades
8044. Gasa versalon estéril	4"x4"x4 PL	Caja x 1200 unidades
9023. Gasa versalon no estéril	3"x3"x4 PL	Caja x 4000 unidades
9024. Gasa versalon no estéril	4"x4"x4 PL	Caja x 2000unidades