

KENDALL™

APÓSITO ABSORBENTE DE CELULOSA

Ficha Técnica

Marca: Curity™
Clasificación de riesgo: IIA
Método de esterilización: VAPOR
Vida útil: 60 Meses.

Los apósitos absorbentes de celulosa Curity™ constan de una capa externa no tejida y un relleno que absorbe y dispersa el líquido. Es un apósito altamente absorbente de baja adherencia para heridas con alto exudado.

1. Información básica del producto

- Borde sellado electrónicamente para evitar residuos de pelusas y fugas.
- Relleno de celulosa 100% que absorbe y dispersa el fluido.
- Suave capa externa no tejida.
- Acolchado.
- Cubierta superior impermeable (Línea Azul).
- Estéril.

2. Otras Especificaciones

- Apósito primario traumas grandes, incisiones abdominales en brazos y piernas.
- Apósito secundario.
- Apósito sobre heridas muy exudativas; amortiguación, protección contra la humedad
- Post laparotomía.
- Heridas derivadas de tumores.
- Heridas infectadas.
- Lesiones con alto exudado.



3. Presentación

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
9190A	Apósito ABD absorbente 5" x 9" (13 x 23 cms)	Caja X 432 Unidades (12 cartones x 36 Unds)
9192A	Apósito ABD absorbente 7,5" x 8" (19 x 21 cms)	Caja X 216 Unidades (12 cartones x 18 Unds)
9194A	Apósito ABD absorbente 8" x 10" (21 x 25 cms)	Caja X 216 Unidades (12 cartones x 18 Unds)

Número de Registro INVIMA 2019DM-0004710-R1
 Fecha Vencimiento registro 17/07/2029
 Fabricante : Covidien LLC- 15 Hampshire - USA