

FICHA TECNICA RECOLECTORES DE ELEMENTOS CORTOPUNZANTES O GUARDIANES



CODIGO: GC-FO-19D

VERSION: 02

Pagina 1 de 1

FECHA: Noviembre de 2018

DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE	CEPILAB S.A.S	TELEFONO	444 26 45
DIRECCION	CL 100 SUR # 49 95 BG 37 (CEPILAB Planta)	NIT	900026670-2
CIUDAD	ESTRELLA		
CORREO ELECTRONICO	cepilab@une.net.co		
PAGINA WEB	www.cepilab.com.co		

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Nombre del Producto	Contenedores de Elementos Cortopunzantes o Guardianes	
Registro Sanitario	No Requiere	
Usos	Recolección Segura de Elementos Cortopunzantes que puedan dar origen a un accidente percutáneo infeccioso. como: Lancetas, cuchillas, Agujas, Pipetas, Limas, Laminas, Hojas de Bisturí.	
Composición	Polipropileno de Alta Densidad y colorantes organicos para que en la incineración no contaminen.	
Características por Atributos	Los recipientes para residuos cortopunzantes son desechables de paredes gruesa, rigidos, livianos y Resistentes a roptura y perforacion por elementos cortopunzantes con tapa ajustable o de rosca, y con boca angosta, de tal forma que al cerrarse quede completamente hermético y debidamente Rotulado de acuerdo al tipo de desechos biológicos. NO CONTIENE PVC. NI RESIDUOS DE PETROLEO	
Características Diminsionales	Dimensiones Cuerpo del Recolector 2.9Lt. Diametro superior: 13.5cms, inferior: 11cm, altura: 24cm	
	Dimensiones Cuerpo del Recolector 1.5Lt. Diametro superior: 13.5cms, inferior: 11cm, altura: 14cm	
	Dimensiones Cuerpo del Recolector 0.5Lt. Diametro superior: 8cms, inferior: 7cm, altura: 14cm	
	Dimensiones Cuerpo del Recolector 0.3Lt. Diametro superior: 7.9cms, inferior: 6cm, altura: 10.1cm	
Presentacion Comercial	Empaque : Presentación: 0,3 litros, caja x 150 unidades 0,5 litros, caja x 150 unidades 1,0 litros, caja x 100 unidades 1,5 litros, caja x 100 unidades 2,9 litros, caja x 100 unidades	

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE USO

- * Conservese en un lugar fresco y seco
- * Uso para un solo paciente

Libia H. Roman

REVISADO POR (Director Tecnico)

Juan C. R.

APROBADO POR (Jefe de Produccion)

